

## **RELIAMED - zinc oxide dressing**

### **Reliamed**

*Disclaimer: Most OTC drugs are not reviewed and approved by FDA, however they may be marketed if they comply with applicable regulations and policies. FDA has not evaluated whether this product complies.*

-----

### **Drug Facts**

#### **Active Ingredients**

Zinc Oxide 25%

#### **Purpose**

Skin Protectant

#### **Uses**

- Dries the oozing and weeping of poison ivy, poison oak, or poison sumac.
- Ideal for the managing extremities (e.g. varicose ulcers) requiring protection and support.

#### **Warning**

For external use only.

If condition worsens or does not improve within 7 days, consult a doctor.

Avoid Contact with eyes.

Keep this and all medicines out of children's reach.

#### **Directions**

- Begin bandaging at base of toes, without pressure, keeping foot and leg at right angle. Continue bandaging beyond ankle, doubling back to ensure molding to contours of leg (STEP 1).
- Complete bandaging to just below the knee (STEP 2).
- Apply an elastic adhesive bandage (STEP 3).

#### **Other Ingredients**

Acacia, Castor oil, Glycerin, and White Petrolatum.

#### **Principal Display Panel**

NDC 52641-302-03

REORDER NO. ZGUB3

**ReliaMed®**

**UNNA BOOT  
DRESSING**

VENDA MOLDEABLE DE  
APOSITO CON POMADA

3 in x 10 yds (7.5 cm x 9 m)

Stretched

1 Each/Pieza

3 in

Do not reuse. Single use only.

No vuelva a utilizar. Estos apositos son de un solo uso.

59° - 77° F (15 - 25° C) Store at ambient temperature

59° - 77° F (15 - 25° C) Imacene a temperatura ambiente.

Keep Dry. Do not store in damp conditions.

Mantengase seco. No almacenar bajo condiciones humedas.

Distributed By ReliaMed® Distribuido por ReliaMed®

Ft. Worth, TX 76106

1-800-409-2428

Made in Mexico. Hecho en Mexico

Rev. 033110



3 in

3 in x 10 yds (7.5 cm x 9 m)  
Stretched

UNNA BOOT DRESSING  
VENDA MOLDEABLE DE  
APÓSITO CON POMADA

ReliaMed

REORDER NO. ZGUB3

REORDER NO. ZGUB3

ReliaMed

**UNNA BOOT DRESSING**

VENDA MOLDEABLE DE  
APÓSITO CON POMADA

3 in x 10 yds (7.5 cm x 9 m)  
Stretched

1 Each/Pieza

Do not reuse. Single use only.  
No vuelva a utilizar. Estos apósitos son de un solo uso.  
59°-77°F (15°-25°C) Store at ambient temperature.  
59°-77°F (15°-25°C) Inocente a temperatura ambiente.  
Keep dry. Do not store in damp conditions.  
Manténgase seco. No almacenar bajo condiciones húmedas.  
Distributed by ReliaMed® Distribuido por ReliaMed®  
Ft. Worth, TX 76106 1-800-409-2848  
Made in Mexico. Hecho en Mexico.  
Rev. 033110



**DIRECTIONS:**

- 1 Start Unna Boot Dressing at the base of the toes, keeping the foot and ankle at a right angle. Continue wrapping with a 75% overlap in a spiral fashion while applying light tension. Stop 1-2 inches below the knee.
- 2 Smooth and mold the remainder of the bandage with your hands.
- 3 Cover the Unna Boot Dressing with an elastic or cohesive bandage for compression. Maintain even tension and cover the Unna Boot Dressing completely.

**INSTRUCCIONES:**

- 1 Inicie colocando la venda moldeable con pomada desde la base de los dedos de los pies, manteniendo el pie y el tobillo en ángulo recto. Continúe envolviendo la venda con una superposición de 75 por ciento en forma espiral, tensionándola ligeramente. Deténgase 1 o 2 pulgadas por debajo de la rodilla.
- 2 Alise y moldee el resto de la venda con las manos.
- 3 Cubra la venda moldeable con pomada con un vendaje elástico o adhesivo para ejercer compresión. Mantenga una tensión uniforme y cubra completamente la venda moldeable con pomada.

NDC 52641-302-03

REORDER NO. ZGUB3

ReliaMed

**UNNA BOOT DRESSING**

VENDA MOLDEABLE DE  
APÓSITO CON POMADA

3 in x 10 yds (7.5 cm x 9 m)  
Stretched

1 Each/Pieza

3 in

LOT:

EXP:

REORDER NO. ZGUB3

ReliaMed

**UNNA BOOT DRESSING**

VENDA MOLDEABLE DE  
APÓSITO CON POMADA

<b>Drug Facts</b>	
<b>Active Ingredients:</b>	<b>Purpose</b>
Zinc Oxide 25%	Skin Protectant
<b>Uses:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dries the oozing and weeping of poison ivy, poison oak, or poison sumac.</li> <li>• Ideal for managing extremities (e.g., varicose ulcers) requiring protection and support.</li> </ul>	
<b>Warning:</b>	
For external use only. If condition worsens or does not improve within 7 days, consult a doctor. Avoid contact with eyes. Keep this and all medicines out of children's reach.	
<b>Directions:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Begin bandaging at base of toes, without pressure, keeping foot and leg at right angle. Continue bandaging beyond ankle, doubling back to ensure molding to contours of leg (STEP 1).</li> <li>• Complete bandaging to just below the knee (STEP 2).</li> <li>• Apply an elastic adhesive bandage (STEP 3).</li> </ul>	
<b>Other Ingredients:</b>	
Acacia, Castor oil, Glycerin, and White Petrolatum.	

3 in

NDC 52641-302-04

REORDER NO. ZGUB3

**ReliaMed®**

**UNNA BOOT  
DRESSING**

VENDA MOLDEABLE DE  
APOSITO CON POMADA

4 in x 10 yds (10 cm x 9 m)

Stretched

1 Each/Pieza

4 in

Do not reuse. Single use only.

No vuelva a utilizar. Estos apositos son de un solo uso.

59° - 77° F (15 - 25° C) Store at ambient temperature

59° - 77° F (15 - 25° C) Imacene a temperatura ambiente.

Keep Dry. Do not store in damp conditions.

Mantengase seco. No almacenar bajo condiciones humedas.

Distributed By ReliaMed® Distribuido por ReliaMed®

Ft. Worth, TX 76106

1-800-409-2428

Made in Mexico. Hecho en Mexico

Rev. 033110



**RELIAMED**

zinc oxide dressing

**Product Information**

<b>Product Type</b>	HUMAN OTC DRUG	<b>Item Code (Source)</b>	NDC:52641-302
<b>Route of Administration</b>	TOPICAL		

### Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
ZINC OXIDE (UNII: SOI2LOH54Z) (ZINC CATION - UNII:13S1S8SF37)	ZINC OXIDE	25 g

### Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
ACACIA (UNII: 5C5403N26O)	
CASTOR OIL (UNII: D5340Y2I9G)	
GLYCERIN (UNII: PDC6A3C0OX)	
PETROLATUM (UNII: 4T6H12BN9U)	

### Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:52641-302-03	1 in 1 BOX		
2	NDC:52641-302-04	1 in 1 BOX		

### Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC monograph final	part347	08/13/2010	

**Labeler** - Reliamed (049386139)

Revised: 8/2010

Reliamed